



## Руководство пользователя ABS

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством

Содержание	1 РУС
Описание продукта	2
Наименования частей	3
Краткие сведения о беспроводном режиме	4
Как заряжать аккумулятор	4
Как применять картридж	5
Регулировка длины	6
Отображение и регулировка скорости	6
Виды картриджей (приобретаются отдельно)	7
Справочная таблица	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9
Гарантия	10

## Описание продукта

Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации. Прибор помогает более эффективно использовать активные растительные сыворотки на поверхности кожи за счет быстрых микромассажных поступательных движений. В результате чего, происходит выработка собственного коллагена и быстрое впитывание сывотки в кожу. **Без инъекций!** Для устройств разработано 7 различных типов картриджей. **Без инъекций!**



## Наименования частей

- Интерфейс питания
- Кнопка питания и изменения скорости
- Экран отображения скорости
- Метка шкалы
- Кольцо регулировки шкалы
- Картридж
- Аккумулятор

## Краткие сведения о беспроводном режиме

Данное изделие питается от встроенного аккумулятора. Оно может работать в беспроводном режиме. При разряженном аккумуляторе для зарядки изделия используется кабель, питание с адаптером.

## Как заряжать аккумулятор

Чтобы зарядить изделие, подсоединить кабель питания с переходником к интерфейсу питания в изделие и вставить переходник в находящуюся под напряжением розетку переменного тока. Зарядка завершится примерно через 2 часа.

Когда остается 10 % емкости батареи, индикатор скорости начинает медленно мигать.

Ручка автоматически отключается через 1 минуту, в течение которой индикатор скорости быстро мигает.



- Ручка показывает "E" после перезапуска в случае, если она отключилась автоматически из-за низкого заряда аккумулятора.
- Ручка показывает вращающийся "6" во время зарядки.
- Ручка показывает "E", когда зарядка завершена.

## Как применять картридж

1. Вынуть картридж из стерилизованной упаковки (Рис. 1)



2. Найдите U-образную выемку на картридже, совместите выемку точкой на нижней части устройства и легким движением вставьте картридж в устройство. (Рис. 2)



3. Зафиксируйте картридж на устройстве, повернув его по часовой стрелке.

4. Для извлечения картриджа поверните его против часовой стрелки и выньте.

5. Заменяйте устройство только в том случае, если картридж собран правильно. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

Перед установкой картриджа, убедитесь, что U-образный конец картриджа совмещен с U-образной выемкой ручного блока.

Картридж предназначен для однократного использования. Поместите использованные картриджи в мусорный контейнер. Если картридж случайно затронулся во время установки (т. е. упал на пол, упаковка вскрыта/повреждена. Картридж может быть разрезан). Пожалуйста, выбросьте его и используйте или приобретите новый.

## Регулировка длины

Используйте подходящую глубину, в зависимости от области обработки и проблемы с кожей.

Отрегулируйте глубину, поворачивая кольцо регулировки шкалы. Глубину следует отрегулировать после запуска ручки. Номер шкалы, совпадающий с делением шкалы, показывает текущую глубину (Рис. 3).



По часовой стрелке  
Глубина станет меньше.

Против часовой стрелки  
Глубина станет больше.

[Рис. 3]

## Виды картриджей (приобретаются отдельно)



Внимание  
Данные картриджи предназначены только для Dr. pen A9, A11, ABS, M8S.

Картридж одноразовый.  
Выбрасывайте использованный картридж в мусорный контейнер.



## Справочная таблица

ОБЛАСТЬ	ГЛУБИНА ИГЛЫ (мм)
Лоб	0,25-0,5
Между бровями	0,25-0,5
Нос	0,25
Вокруг валика глазницы	0,25
Щеки и подбородок	0,5-1,0

## Технические характеристики

Название продукта:  
Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации

Название модели: Dr. pen ABS

Переходник.  
Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц. Выходные параметры: 5 В, 1 А

Вес упаковки: 440 г

Размер упаковки: 169\*123\*56 мм

Упаковочный лист

Поз.	Количество
Ручной блок	1 шт.
Адаптер для работы от сети	1 шт.
Руководство	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Картридж	2 шт.
Аккумулятор	1 шт.

## Меры предосторожности

- Необходимо ознакомиться с данными инструкциями перед использованием и строго следовать им.
- Зарядителем применять только на человеке:
  - 1 выключить остро заточенные или заточенные кромки с температурой тела выше 38 °C;
  - 2 избежать контакта с кожей;
  - 3 избежать контакта с лицом;
  - 4 избежать высокой температуры тела;
  - 5 избегать образования в бороде;
  - 6 предотвратить поперечные пропарывы;
  - 7 использовать до 15 лет.
- Допускается использовать изделие исключительно с источниками питания напряжением 220 В переменного тока.
- В процессе использования возмозожно появление ожогов или нестерпимости.
- Запрещается использовать изделие близко к лицу с высокой температурой, ожогами или аллергическими сыпями с раздражением. Это может вызвать нестерпимость.
- Запрещается проводить ремонт, разборку или модификацию контроллера и корпуса. Это может вызвать нестерпимость.
- Запрещается прикасаться к изделию или отсоединять шнур питания от любого рукоятки.
- Этот метод не подходит для ухода за лицом (лицо).
- Запрещается использовать аксессуар или переходный шнур. Это может привести к ожогу (нужно обязательно заменить его на другой шнур).
- Запрещается использовать поврежденный шнур, имеющий трещины или изломы. Это может привести к сдвигам на коже.
- Когда изделие не используется в течение длительного времени, необходимо отсоединять его от розетки.
- Обязательно провести контрольный осмотр. При обнаружении любых проблем, устранить.
- Правильность и надежность работы только соответствующим оператору. В противном случае возможны несчастные случаи или возмозожные повреждения.

Постоянный ток	BS	Серийный №
Постоянный ток	Индикатор	Индикатор
Дата производства	CE	Знак соответствия CE
Внимание! См. сопроводительные документы	И	См. инструкцию по применению

## Гарантия

Гарантийный период изделия составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услугу ремонта, начиная с даты покупки. В случае если наша продукция имеет повреждения или неисправности естественного характера, мы предоставляем замену или ремонтное обслуживание. Применение сторонних картриджей может вызвать повреждение изделия. Это может привести к отмене гарантии.

## Общие технические обслуживание

Перед использованием необходимо осмотреть изделие и переходник.

Когда изделие не используется, оно должно быть выключено. Протирать его поверхность дезинфицирующей салфеткой.

Уделить внимание очистке таких мест, как щеки, швы и участки вокруг места прикрепления игольчатого картриджа к изделию.

Бережть изделие от воздействия прямых солнечных лучей, высокой температуры и высокой влажности.

Не допускать непрофессиональный персонал к выполнению измерений, ремонта или модификации изделия.

При использовании изделия после длительного перерыва, нужно обязательно проверить правильность и безопасность его работы.

