



# Руководство пользователя A10

Пожалуйста, прочтите руководство перед использованием

<b>Содержание</b>	<b>1</b>
Описание изделия	2
Наименование деталей	3
Введение для проводного/беспроводного режима	4
Как зарядить батарею	4
Как применять картридж	5
Регулировка длины	6
Отображение и регулировка скорости	6
Введение картриджа	7
Справочная таблица	8
Характеристика	8
Предостережение	9
Гарантия	10

**Описание изделия** 2

Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации. Прибор помогает более эффективно использовать антивозрастные сыворотки на поверхности кожи за счет быстрых микромассажных поступательных движений. В результате чего, происходит выработка собственного коллагена и быстрое впитывание сыворотки в кожу. **Без инъекций!** Для устройства разработано 7 различных типов картриджей. **Без инъекций!**

**Наименования деталей** 3

- Интерфейс электропитания
- Световой индикатор скорости
- Световой индикатор заряда
- Кнопка питания/переключения скорости
- Деление шкалы
- Кольцо регулировки шкалы
- Картридж

**Инструкция беспроводного режима** 3

**Беспроводная модель : Dr.pen A10**  
 Данная модель работает от встроенного аккумулятора. Она может работать без провода. Кабель питания и адаптер используются для зарядки устройства при низком заряде аккумулятора.

**Как зарядить батарею**

Для зарядки устройства, подключите устройство к адаптеру с помощью кабеля питания, затем подключите адаптер к розетке переменного тока. Зарядка будет завершена в течение 2 часов.

**Статус зарядки**

- Индикатор горит красным - устройство заряжается.
- Индикатор горит зеленым - устройство полностью заряжено.

# Dr. pen A10 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Как применять картридж** 5

**Подготовка**  
 1. Достаньте картридж из стерилизованной упаковки. (Рис. 1)

(Рис. 1)

2. Найдите U-образную выемку на картридже, совместите выемку с точкой на нижней части устройства и легким движением вставьте картридж в устройство. (Рис. 2)

(Рис. 2)

3. Зафиксируйте картридж на устройстве, повернув его по часовой стрелке.

4. Для извлечения картриджа поверните его против часовой стрелки и выщипайте.

5. Запускайте устройство только в том случае, если картридж собран правильно. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

**Регулировка длины** 6

Используйте подходящий размер иглы в зависимости от области обработки и проблемы с кожей.

Отрегулируйте глубину, поворачивая кольцо регулировки шкалы. Глубину иглы следует отрегулировать после запуска ручки. Номер шкалы, совпадающий с делением шкалы, показывает текущую глубину (Рис. 3).

(Рис. 3)

По часовой стрелке: Глубина будет меньше.  
 Против часовой стрелки: Глубина будет больше.

**Отображение и регулировка скорости**

5L — 4L  
 3L — 2L  
 1L

**Виды картриджей (преобретаются отдельно)** 7

12, 24, 36, 42, Nano

**Внимание**  
 Данные картриджи предназначены только для Dr.pen A10  
 Картридж одноразовый.  
 Выбрасывайте использованный картридж в мусорный контейнер.

**Справочная таблица** 8

ЗОНА	ГЛУБИНА ИГЛЫ (ММ)
Лоб	0,25-0,5
Между бровей	0,25-0,5
Нос	0,25
Область вокруг глаз	0,25
Щеки и подбородок	0,5-1,0

**Характеристика**

**Товарное наименование:** Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации  
**Наименование модели:** Dr.pen A10  
**Адаптер**  
 Входное напряжение: 100-240 В 50/60 Гц  
 Выходное напряжение: 5 В-1000 мА  
 Вес упаковки: 345 г  
 Размер упаковки: 169\*123\*56 мм

**Упаковочный лист**

Позиция	Количество
Ручной блок	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Ручное	1 шт.
Кабель	1 шт.
Картридж	2 шт.

**Предостережение** 9

- Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием прибора и следуйте инструкциям.
- Противопоказания:
  - Острые заболевания или заболевания крови, сопровождающиеся температурой выше 38°C
  - Аллергия и гемофилия
  - Меланоз на лице
  - Высокая температура
  - Постоянные визиты к врачу
  - Прием лекарственных препаратов
  - Возраст до 18 лет
- Не подключайте прибор к питанию, отличному от 220В переменного тока. Это может привести к возгоранию или неисправности.
- Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (возле увлажнителя). Это может привести к неисправности.
- Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.
- Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к порчамо электроическим током.
- Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к пожару (обязательно замените его на новый).
- Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задиры. Они могут содрать кожу.
- Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от розетки.
- Обязательно пройдите технический контроль для проверки. Если обнаружены какие-либо неисправности, отремонтируйте прибор.
- Никто, кроме оператора, не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.

Переменный ток	SN Серийный номер
Постоянный ток	Представитель в ЕС
Оборудование класса I	Маркировка CE
Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Производитель
Дата изготовления	Обратитесь к инструкции по использованию

**Гарантия** 10

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услуги по ремонту с момента покупки. Если какой-либо из наших продуктов имеет повреждения или «естественные» проблемы, мы предоставляем услуги по замене или ремонту. Использование картриджей сторонних производителей может привести к повреждению вашего устройства. Это может привести к аннулированию вашей гарантии.

**Общее техническое обслуживание**

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Держите устройство с выключенным питанием. Протрите его поверхность дезинфицирующими салфетками.

Обязательно очистите такие области, как щели, швы и области вокруг места крепления микроиглячатого картриджа к устройству.

Держите его вдали от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.

Не доверяйте измерение, ремонт или переделку устройства непрофессионалу.

Если вы не использовали устройство в течение длительного времени, убедитесь, что оно работает должным образом и безопасен.